

VISIÈRE DE PROTECTION COVID-19

LIMITE LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR PROJECTIONS



Pour vous protéger des projections et vous accompagner face à l'épidémie du COVID-19, nous vous proposons cet équipement composé d'une visière et d'un serre-tête en mousse Plastazote® pour vous assurer un confort optimal.

PROTECTION OPTIMALE DES PROJECTIONS

- Mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO 10993-1).
- Visière flexible et facile à monter (aucune colle pour assembler le produit).
- Forme ergonomique, ajustable au tour de tête.
- Confort grâce à la souplesse de la mousse et à la légèreté du produit (<20 grammes).
- Grand spectre visuel, anti-buée.
- Produit lavable et désinfectable.
- Compatible avec le port de lunettes de vue.

DE NOMBREUX SECTEURS D'ACTIVITÉS CONCERNÉS :

- Personnel de santé.
- Agents administratifs.
- Salariés de l'industrie.
- Salariés de la grande distribution.
- Transporteurs / livreurs.
- Commerçants.
- Mais aussi toutes les entreprises souhaitant apporter une solution de protection à leurs salariés.

VISIÈRE DE PROTECTION COVID-19

LIMITE LES RISQUES DE CONTAMINATION PAR PROJECTIONS

PRODUITS ASSOCIÉS



Panneaux de séparation



Ruban adhésif de distanciation



Ruban de signalisation



Sac à ouverture et lien solubles

Procédure de montage

Cette visière a été conçue pour être opérationnelle rapidement grâce à un montage facile. Le seul équipement nécessaire à l'assemblage est une paire de ciseaux.

Le produit vous est livré en 2 pièces :

- une pièce de mousse Plastazote® compatible aux applications médicales (ISO : 10-993-1)
- une visière transparente

1- EMPLACEMENT DE LA VISIÈRE

Insérer la visière dans la fente prévue à cet effet (en rouge). Laissez la feuille dépasser légèrement de la mousse (± 1 cm).



2- BLOCAGE DE LA VISIÈRE

Avec une paire de ciseaux, faites une petite découpe de la visière et repliez cette patte afin de bloquer la visière (cf. photo ci-contre).



3- MISE EN PLACE DE LA VISIÈRE

Positionnez le serre-tête sur votre front. Des points d'attaches peuvent être déchirés si vous devez élargir le tour de tête (cf. zone rouge ci-contre).

